



# Schritt-für-Schritt-Anleitung für Ihren Nasen-Mundschutz




mementostich

Textile Trauerarbeiten

Außer Nadel, Faden, Schere, einem Tütenclip und evtl. der Nähmaschine ist das schon alles was gebraucht wird.




Aus dem Shirt werden ein ca. 38 x 20 cm großes Stück und zwei Streifen von 20 x 3 cm geschnitten. Diese beiden schmalen Streifen ordentlich in die Länge ziehen – das wird die Befestigung. Und da T-Shirt-Stoffe nicht ausfransen, spart man hier unnötige Nähte ...



Die Längsseiten werden ca. 1 cm eingeschlagen und festgenäht.



Die Schmalseiten jetzt 2 x 1 cm zum Tunnel umgeschlagen und nähen.





Jetzt wird der Tütenclip mittig in einen der beiden Tunnel geschoben.  
Das sitzt dann später besser auf der Nase ....



Beide Schmalseiten aufeinander legen und  
zwei Querfalten mit Stecknadeln fixieren.



Nun werden die langgezogenen Stoffstreifen wie abgebildet eingelegt. Jetzt noch links und rechts jeweils auf der vorhandenen Naht entlang nähen und fertig. Da sie oben eine Öffnung hat, hat diese Maske den Vorteil, dass man bei einem dünneren Stoff noch eine weitere Lage Stoff oder ein anderes Filtermaterial einlegen kann.

